

ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL ET DE SES ACCESSOIRES

INFORMATION AUX PATIENTS

Vous venez de recevoir une **CPAP** ou une **BIPAP**, pour le bon déroulement du traitement, vous devez entretenir votre appareil et ses accessoires.

L'APPAREIL

Mettre la CPAP en hauteur (table de nuit) sur un lieu sec.
Faire la poussière régulièrement.



LE FILTRE

Le filtre doit être secoué pour retirer les poussières toutes les 2 semaines et remplacé chaque 6 mois.



LE MASQUE

Chaque jour, après utilisation, lavez votre masque avec de l'eau et du savon doux sans parfum, sans hydratant. Séchez-le correctement et remontez le masque.



LE HARNAIS

Nettoyez le harnais à la main dans de l'eau tiède à 30 °C à l'aide d'un savon doux. Rincez soigneusement et laissez sécher à l'abri de la lumière directe du soleil.



L'HUMIDIFICATEUR

Se lave quotidiennement, avec de l'eau et du savon doux. Il faut mettre de l'eau déminéralisée et remplacer l'eau chaque jour après avoir nettoyé le réservoir.



COORDONNÉES DE CONTACT :

Consultation ventilation non invasive

Infirmière de référence

Accueil téléphonique, chaque jour de semaine, entre 7h30 et 8h30 au numéro suivant :

Tél. : (+352) 24 68 38 27.

20-30, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg

consultation.soignante.vni@hopitauxschuman.lu